



BioTech
innovative

Biodaily

nukleinsav izolálás

bioSan



Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Érvényes: 2017.08.31.

DNS/RNS UV sterilizáló fülke
UVC/T-AR box

Ózonmentes UV sterilizálás
Hosszú élettartamú UV lámpa



Kat. szám: UVC/T-AR

391 000 HUF

Szárazblokk termosztát
TDB-120

Fűtési hőmérséklet max. 120 °C
Zárható fedél → stabil hőmérsékelt



Kat. szám: TDB-120

144 000 HUF

Vákuum aspirátor
Flask-Trap 2i

Hatékony folyadék extrakció
2 L-es palack túlcserélés érzékelővel
Kiegészítők széles választékban



Kat. szám: FTA-2i

223 000 HUF

Nagy sebességű
minicentrifuga

Kompakt centrifuga (csak 3,5 kg)
Sebesség akár 14,500 rpm (12,400 g) 20 másodpercig



Kat. szám: Microspin 12

213 000 HUF

Centrifuga/vortex
Combi-Spin

Fix sebesség: 2 800 rpm
Biztonsági burkolat
A rotor vortexként is funkcionál!



Kat. szám: FVL-2400N

73 000 HUF

Nagy sebességű Multi Plate Shaker

Rázókészülék és vortex egyben
Pulzáló keverő funkció - nagyobb hatékonyság
Fordulatszám: 300 - 3 200 rpm




Kat. szám: MPS-1


178 000 HUF

Választható tartozékok


P-2/24 platform
24 x 1,5 - 2 ml csövekhez




P-05/32 platform
32 x 0,5 ml csövekhez



P-02/96 platform
PCR plate-hez
vagy 96 x 0,2 ml csövekhez



P-02/05 platform
24 x 0,5 ml vagy
48 x 0,2 ml csövekhez



Platformok

9 500 HUF/db

Rázó termosztát TS-100

(készülék, blokk nélkül)

Gyors melegítés (4 °C / min)
Fordulatszám: 250 - 1 400 rpm



Kat. szám: TS-100

235 000 HUF

Blokkok TS-100

20 x 0,5 + 12 x 1,5 ml csövekhez



20 x 0,2 + 12 x 1,5 ml csövekhez



Válasszon blokkot igényeinek megfelelően TS-100 vagy TS-100C készülékéhez

55 000 - 143 000 HUF-ig

és

TS-100C készülékekhez

24 x 2 ml csövekhez



96 x 0,2 ml csövekhez




24 x 1,5 ml csövekhez



Hűtő-fűtő rázókészülék TS-100C

(készülék, blokk nélkül)

Gyors melegítés (5 °C / perc) és hűtés (-1.8 °C / perc)
Fordulatszám: 250 - 1 400 rpm



Kat. szám: TS-100C

245 000 HUF