



Biodaily  
nukleinsav izolálás



Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
Érvényes: 2017.08.31.

DNS/RNS UV sterilizáló fülke  
UVC/T-AR box

Ózonmentes UV sterilizálás  
Hosszú élettartamú UV lámpa



Kat. szám: UVC/T-AR

**391 000 HUF**

Szárazblokk termosztát  
TDB-120

Fűtési hőmérséklet max. 120 °C  
Zárható fedél → stabil hőmérsékelt



Kat. szám: TDB-120

**144 000 HUF**

Vákuum aspirátor  
Flask-Trap 2i

Hatékony folyadék extrakció  
2 L-es palack túlcserélés érzékelővel  
Kiegészítők széles választékban



Kat. szám: FTA-2i

**223 000 HUF**

Nagy sebességű  
minicentrifuga

Kompakt centrifuga (csak 3,5 kg)  
Sebesség akár 14,500 rpm (12,400 g) 20 másodpercig



Kat. szám: Microspin 12

**213 000 HUF**

Centrifuga/vortex  
Combi-Spin

Fix sebesség: 2 800 rpm  
Biztonsági burkolat  
A rotor vortexként is funkcionál!



Kat. szám: FVL-2400N

**73 000 HUF**

## Nagy sebességű Multi Plate Shaker

Rázókészülék és vortex egyben  
Pulzáló keverő funkció - nagyobb hatékonyság  
Fordulatszám: 300 - 3 200 rpm




Kat. szám: MPS-1


**178 000 HUF**

## Választható tartozékok


P-2/24 platform  
24 x 1,5 - 2 ml csövekhez




P-05/32 platform  
32 x 0,5 ml csövekhez



P-02/96 platform  
PCR plate-hez  
vagy 96 x 0,2 ml csövekhez



P-02/05 platform  
24 x 0,5 ml vagy  
48 x 0,2 ml csövekhez



Platformok

**9 500 HUF/db**

## Rázó termosztát TS-100

(készülék, blokk nélkül)

Gyors melegítés (4 °C / min)  
Fordulatszám: 250 - 1 400 rpm



Kat. szám: TS-100

**235 000 HUF**

## Blokkok TS-100

20 x 0,5 + 12 x 1,5 ml csövekhez



20 x 0,2 + 12 x 1,5 ml csövekhez



Válasszon blokkot igényeinek megfelelően TS-100 vagy TS-100C készülékéhez

**55 000 - 143 000 HUF-ig**

és

## TS-100C készülékekhez

24 x 2 ml csövekhez



96 x 0,2 ml csövekhez




24 x 1,5 ml csövekhez



## Hűtő-fűtő rázókészülék TS-100C

(készülék, blokk nélkül)

Gyors melegítés (5 °C / perc) és hűtés (-1.8 °C / perc)  
Fordulatszám: 250 - 1 400 rpm



Kat. szám: TS-100C

**245 000 HUF**